



COMFOCARE

COMFORTABEL

VEILIG

LEVENSLOOPBESTENDIG

WONEN & WERKEN

Kompy Pico 4G Personenalarmknop

Duidelijke en eenvoudige
bediening alarmknop

GPS positie buiten
BLE of wifi positie binnen

Magnetische laadkabel
standaard meegeleverd

Goede spreek &
luisterfunctie aanwezig



Lange standby tijd accu

Valdetectie optioneel in te
stellen

Lader met luidspreker
en alarmknop

IP 67 waterdichte uitvoering

Formaat 60 x 41 x 16 mm
Gewicht van 35 gram



COMFOCARE

www.comfocare.nl
info@comfocare.nl
+31 (0)46 234 01 01
ComfocareNL

De Kompy Pico 4G is een kompaan op zakformaat voor mensen die graag veilig en vrij naar buiten willen. Met dit discrete apparaatje staat u in geval van nood met één druk op de knop in contact met verzorgers, familieleden of mantelzorgers. Samen met het intelligente laadstation heeft u een complete oplossing voor persoonlijke alarmering in huis. Een fijn gevoel.

De Kompy Pico 4G weegt slechts 35 gram en is te dragen als hanger om de hals of in een speciaal leren draagtasje om de broekriem. Het apparaat is uitgerust met valdetectie en een spreek-luisterverbinding. Via de bijbehorende app kunnen hulpverleners zien waar de drager zich bevindt en eventueel leefcirkels instellen. In combinatie met het optionele Kompy Pico 4G laadstation kunnen meerdere draadloze sensoren in de woning via bluetooth gekoppeld worden. Denk aan een noodkoord in de badkamer of een deursensor. Bovendien heeft het laadstation een noodknop en een luidspreker, zodat u in geval van nood kunt communiceren met hulpverleners.




Laadstation



Kompy Pico alarmknop



Draagclip



Kompy Smartphone-app

Eigenschappen:

- ✓ **Valalarm:** waarschuwt als een mogelijke val of botsing heeft plaatsgevonden
- ✓ **Spreek-luisterverbinding:** biedt tweewegcommunicatie in geval van nood
- ✓ **Locatiebepaling:** geeft precies aan waar de drager zich bevindt, zowel binnenshuis als buitenshuis
- ✓ **Instelbare geofences:** geven een melding wanneer iemand buiten een vooraf ingestelde zone komt
- ✓ **Nederlandstalige bediening:** eenvoudig instelbaar en te bedienen
- ✓ **Waterproof:** ook onder de douche is hulp binnen handbereik
- ✓ **Batterijmelding:** geeft door aan zorgverlener wanneer batterijniveau te laag is